

Dezynfekcja rąk

ASEPTOMAN® MED

Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk

- Szybko działający i bardzo skuteczny
- Efektywny przeciw norowirusom w ciągu 30 sek
- Znakomita kompatybilność ze skórą



Opis produktu

Alkoholowy środek do dezynfekcji rąk metodą wcierania. ASEPTOMAN MED jest szczególnie delikatny dla skóry ze względu na niską zawartość alkoholu, przy nadal szerokim spektrum skuteczności i dlatego jest idealnym produktem do codziennego stosowania. ASEPTOMAN MED posiada działanie bojcze wobec noro-, rota-, adeno wirusom wymagane podczas higienicznej dezynfekcji rąk.

ASEPTOMAN MED spełnia wymogi dezynfekcji rąk podczas zwiększonej liczby zakażeń wywołanych ogniskiem noro-, rota i adenowirusa. Jest bezzapachowy, nie zawiera kumulujących się długim okresie stosowania środków, które mogą gromadzić się na skórze i powodować podrażnienia. Dodatkowo, ASEPTOMAN MED zawiera cenne składniki natłuszczające i pielęgnujące, aby zapobiec wysuszeniu skóry.

Zakres stosowania

Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk.

Stosowanie

Higieniczna dezynfekcja rąk: 30 sek

Nałóż wystarczającą ilość środka do dezynfekcji rąk na suche dłonie. Przez cały czas kontaktu trzymaj ręce wilgotne nierozcieńczonym produktem.

| Spektrum działania oraz czas kontaktu | | | 15 s | 30 s | 2 min |
|--|----------|-------------------------|------|------|-------|
| Zalecenia dotyczące stosowania do higienicznej dezynfekcji rąk* | EN 1500 | | | • | |
| Zalecenia dotyczące stosowania do chirurgicznej dezynfekcji rąk* | EN 12791 | | | | • |
| działanie przeciw prątkom gruźlicy (M. terrae) | EN 14348 | warunki czyste | | • | |
| działanie bojcze przeciw mykobakteriom (M. terrae i M. avium) | EN 14348 | warunki czyste | | • | |
| Wirusy | | | | | |
| ograniczone plus spektrum działania wirusobójczego | EN 14476 | warunki czyste | | • | |
| skuteczne wobec wszystkim wirusom otoczkowym | EN 14476 | warunki czyste | • | | |
| skuteczne wobec adenowirusów | EN 14476 | warunki czyste | | • | |
| skuteczne wobec norowirusów (MNV) | EN 14476 | warunki czyste | | • | |
| Dodatkowe wyniki badań | | | | | |
| działanie bakteriobójcze | EN 13727 | warunki czyste i brudne | | • | |
| | EN 1040 | | • | | |
| działanie drożdżakobójcze (Candida albicans) | EN 13624 | warunki czyste i brudne | | • | |

* wymienione na liście VAH dla higienicznej dezynfekcji rąk z czasem kontaktu 30 sek

** obejmuje testy fazy 2 na etapie 1 i testy fazy 2 na etapie 2

(próby ilościowe z zastosowaniem zawiesiny i testy praktyczne dotyczące nosicieli patogenów)

Zwróć szczególną uwagę na opuszki palców, kiuki i fałdy paznokci, aw razie potrzeby nakładaj porcjami środek dezynfekujący.

Skład

100 g roztworu zawiera: 65 g etanolu.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 min

Dłonie / przedramiona muszą być dobrze nawilżone skoncentrowanym produktem przez cały czas aplikacji.

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · F +49 5664 8444 info@schumacher-online.com · www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher Sp. z o.o.

Jeleniogórska 12 · 59-800 Lubań · Polska · T +48 734 183 876 · sales-poland@schumacher-online.pl



Dr. Schumacher



Dezynfekcja rąk

ASEPTOMAN® MED

Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk

Opinie Ekspertów

Posiadamy obszerne raporty ekspertów dotyczące wszystkich naszych produktów. Na życzenie możemy udostępnić interesujące Państwa portfolio raportów ekspertów.

Środki ostrożności i zagrożenia

Wysocze łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonych przedsięwzięcia zbierania lub usuwania odpadów.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

| Produkt | Opakowanie | Zawartość | Op.zb. | Nr katalogowy |
|---------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| ASEPTOMAN MED | Butelka do kieszeni | 100 ml | 20 | 00-457OP-001EXP |
| | Butelka | 500 ml | 20 | 00-457OP-050EXP |
| | Butelka | 1 L | 12 | 00-457OP-010EXP |
| | Kanister | 5 L | 3 | 00-457OP-050 |
| Aksesoria | Pompka dozująca | 1 | 500 ml/ 1000 ml | 00-906-005-02 |

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bezpiecznie używaj preparatów dezynfekcyjnych. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com

