



## THERMOTON® CLEAR

Środek myjąco - płuczący  
o właściwościach neutralizujących

- na bazie kwasu cytrynowego
- ułatwia suszenie materiałów
- zawiera inhibitory korozji

CE



### TYP PREPARATU

**Thermoton® Clear** jest płynnym środkiem do mycia i płukania o właściwościach neutralizujących. Preparat nie pieni się, dzięki czemu gwarantuje niepowstawanie smug przy suszeniu wszystkich materiałów. Zintegrowane inhibitory korozji gwarantują wysoką kompatybilność materiału.

**Thermoton® Clear** może być również używany jako neutralizator po myciu alkalicznym.

### ZASTOSOWANIE

**Thermoton® Clear** idealnie nadaje się do mycia oraz płukania po etapie mycia oraz po dezynfekcji termolabilnych jak i termostabilnych narzędzi i materiałów w automatycznych myjniach – dezynfektorach zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

**Thermoton® Clear** może być również używany w wyższym stężeniu jako neutralizator po myciu alkalicznym.

### SPOSÓB UŻYCIA

Po użyciu lub po wstępnej obróbce, narzędzia włożyć w stanie otwartym do myjni - zgodnie z instrukcją (np. wg planu higieny lub planu dezynfekcji). W procesie mycia wszystkie powierzchnie i zagłębienia narzędzi muszą być dostępne. W procesie płukania stosować **Thermoton® Clear** zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

**UWAGA: (wziąć pod uwagę przy ustawianiu programu):** nie dodawać środka w temperaturze poniżej 35°C.

### STĘŻENIA UŻYTKOWE

Jako środek myjąco-płuczący 0,1 – 0,5 ml/L  
Jako środek neutralizujący 1,0 – 3,0 ml/L

### SKŁAD

kwas cytrynowy, alkohol, tenzydy myjące, inhibitory korozji.

### DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Wygląd koncentratu:	klarowny, bezbarwny roztwór
Wartość pH roztworu 0,5%	3,5
Wartość pH koncentratu	ok. 2,0
Gęstość (w 20°C) :	ok. 1,05 g/ml

### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania	Jedn. sprzedaży	Nr. katalogowy
5 L kanister	3 x 5 L	116000-005L

### DOZOWNIKI

Kran do kanistra, klucz do kanistra.

### UWAGI

Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

### REJESTRACJA

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: **PL/DR 001386**

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC

### PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3  
D-34323 Malsfeld