

Wipes System

System suchych chust do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

Opis produktu

- Uniwersalne suche chusty do użycia na sucho i na mokro.
- Wykonane z wysokiej jakości niepylącej włókniny o bardzo wysokim współczynniku absorpcji.
- Przenośne, poręczne pojemniki dozujące gwarantują pełną mobilność.
- Szczelne zamknięcie chroni nasączone chusty przed wysychaniem.
- Pojemnik dozujący zapewnia kontrolę dozowania.
- Kodowane kolorystycznie pokrywy dozujące.
- Etykieta bezpieczeństwa dołączona do każdej rolki.

Zastosowanie

- Do nasączenia wybranym środkiem gotowym do użycia lub roztworem roboczym środka dezynfekującego w wybranym stężeniu.
- Do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych.
- Do osuszania powierzchni wyrobów medycznych.

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w temp. 5–25°C. Chronić przed promieniami słonecznymi.

Przed nasączeniem chust należy zapoznać się z etykietą oraz przestrzegać zaleceń producenta.

Instrukcja stosowania



- 1.** Zdejmij pokrywę pojemnika dozującego. Stosowanie rękawic przy nasączaniu chust zależy od wskazań producenta środka nasączającego.
- 2.** Zdejmij folię zabezpieczającą, rozpakuj rolkę i umieść ją w pojemniku.
- 3.** Napełnij dozownik gotowym do użycia środkiem lub roztworem roboczym środka o wymaganym stężeniu w ilości min. 2 L.
- 4.** Przeciągnij pierwszą chusteczkę przez otwór dozujący w pokrywie i zamknij pojemnik. Po upływie min. 30 minut chusteczki są w pełni nasączone i gotowe do użycia.
- 5.** Opisz etykietę bezpieczeństwa, która jest dołączona do każdej rolki i naklej ją na pojemnik we wskazanym miejscu. Zmieniaj etykietę przy ponownym nasączaniu. Chusteczki po nasączeniu mogą być używane przez okres 28 dni.

Pojemnik dozujący jest wielokrotnego użycia z możliwością dezynfekcji w temp. do 85°C (również maszynowo).

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem pod numerem: **+48 22 570 90 00** oraz Przedstawicielami Regionalnymi w całym kraju.

Producent

Barneo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Kolejowa 59, 64-300 Nowy Tomyśl, tel./fax +48 61 44 28 140
www.barneo.pl

Dystrybutor

MEDIM Sp. z o.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 570 90 00, fax +48 22 570 90 01
medim@medim.pl, www.medim.pl, www.medim24.pl

