

CE



OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA
6 TYGODNI
TESTED*

ONE SYSTEM⁺ PLUS

innowacyjny jednorazowy system dozujący na chusteczki włókninowe do dezynfekcji powierzchni z okresem przydatności do użycia dłuższym o 50%*

- napełniony chusteczkami włókninowymi DESOTEX gotowymi do nasycenia środkiem dezynfekcyjnym
- gotowy do użycia po 15 minutach* – także w obszarach o szczególnym ryzyku zakażenia – z okresem przydatności do użycia wynoszącym 6 tygodni*
- innowacyjnie zaprojektowany z myślą o szczególnie prostym sposobie użycia i możliwości kontroli poziomu napełnienia

W przypadku stosowania z:

OPTISAL® PLUS | BIGUANID FLÄCHE N | CLEANISEPT®
DESCOSEPT AF | DESCOSEPT FORTE | DESCOSEPT PUR

one system PLUS jest jednorazowym systemem dozującym na chusteczki włókninowe stosowane do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni we wszelkich sytuacjach w medycynie, w tym powierzchni wyrobów medycznych. one system PLUS jest prosty, bezpieczny i skuteczny. Innowacyjny system można szybko przygotować do użycia, nie wymaga on ponownego przygotowania i jest szczególnie wygodny w zastosowaniu. one system PLUS stanowi idealne rozwiązanie w obszarach o potencjalnym ryzyku zakażenia jak również w obszarach o szczególnym ryzyku wystąpienia infekcji.

Dozownik one system PLUS jest dostarczany w stanie napełnionym wysokojakościowymi chusteczkami włókninowymi DESOTEX, przy czym użytkownik może go napełnić środkiem dezynfekcyjnym własnego wyboru. one system PLUS jest gotowy do użycia po zaledwie 15 minutach* czasu nasycenia, po czym może być natychmiast stosowany do dezynfekcji powierzchni. Chusteczki są wykonane z niskopylnej włókny. Zapewniają one znakomite rozpraszanie roztworu dezynfekcyjnego i gwarantują doskonałe pokrycie powierzchni będącej do zdezynfekowania.

Obszary zastosowania

one system PLUS można stosować do dezynfekcji i czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni, sprzętu medycznego i powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach placówek medycznych, takich jak szpitale, domy opieki czy gabinety lekarskie i dentystyczne, w przemyśle farmaceutycznym lub w laboratoriach.

Skład

Dozownik one system PLUS zawiera 100 chusteczek o wymiarach 32 cm x 30 cm, wykonanych z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókny (mieszanka syntetycznych włókien PET 100%).

Środek do dezynfekcji	Okres przydatności do użycia 42 dni*	Test 4 pól**	Zastosowanie również w obszarach o szczególnym ryzyku zakażenia***
OPTISAL® PLUS	✓	✓	✓
BIGUANID FLÄCHE N	✓	✓	✓
CLEANISEPT®	✓	✓	✓
DESCOSEPT AF	✓	✓	✓
DESCOSEPT forte	✓	✓	✓
DESCOSEPT PUR	✓	✓	✓

** przetestowane z zastosowaniem wszystkich obowiązkowych mikroorganizmów testowych zgodnie z normą EN 16615 (działanie bakteriobójcze/działanie drożdżakobójcze).

*** zgodnie z informacją Komisji ds. Środków Dezynfekcyjnych Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH) we współpracy z „Grupą Roboczą 4+4”: Stosowanie systemów dozujących na chusteczki w obszarach o szczególnym ryzyku zakażenia, Hyg Med 2014; 39 – 9.



Opakowanie jednostkowe	Op. zbiorcze	Zawartość	Wymiary (ok.)	Nr kat.
one system PLUS	2	100 chusteczek	32 x 30 cm	00-915-OSEE100
uchwyt ścienny	1	-	-	00-902-OSP

* W porównaniu z innymi typowymi środkami do dezynfekcji powierzchni z okresem przydatności do użycia wynoszącym 28 dni i czasem nasycenia 30 minut, przetestowane i znajdujące się na liście VAH środki do dezynfekcji powierzchni OPTISAL PLUS, BIGUANID FLÄCHE N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT forte, DESCOSEPT PUR i CLEANISEPT firmy Dr. Schumacher osiągnęły czas nasycenia wynoszący jedynie 15 minut oraz dłuższy okres przydatności napełnionego systemu do użycia wynoszący 42 dni.

Środki do dezynfekcji należy stosować w bezpieczny sposób. Przed zastosowaniem należy zawsze przeczytać etykiety i ulotkę z informacją o produkcie.