

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy TS60A5 Smart Auto Pump

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy TS60A5 sterowany cyfrową pompą. Wyposażony w podwójne komory powietrzne, z których dolna warstwa komory jest statyczna (stabilna podstawa), a górna warstwa komór pracuje w trybie standardu AB (funkcja pracy naprzemiennej oraz stało ciśnieniowa). Posiada również funkcję trybu opieki, który automatycznie przełącza się na tryb zmiennociśnieniowy po 30 minutach.


Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie wg skali EPUAP. Zbudowany z 21 komór o wysokości 13cm w połączeniu z piankowym wkładem bazowym o wys. 5cm daje całkowitą wysokość zestawu 18cm. Komory wykonane z termoplastycznego poliuretanu (TPU) gwarantują cichą pracę i najwyższy poziom higieny. Zastosowanie 21 komór zapewnia brak efektu zapadania się oraz większy komfort leżenia dla pacjenta. Kontakt ciała pacjenta z podłożem oraz odczuwanie kontur i ram swojego ciała zyskały pozytywne opinie praktyków.

Wszechstronne funkcje systemu powodują, że jest często stosowany na oddziałach intensywnej terapii. Przejrzysty układ menu panelu sterującego, piktogramy (obrazki) wskazujące funkcje przycisków.

Opcjonalnie menu pompy w języku polskim.

MATERAC:

- Tryby: zmiennociśnieniowy, statyczny, pielęgnacyjny
- Wymiary: 200 x 85 x 18 cm
- 21 komór (Ø ~13 cm) termoplastyczny poliuretan
- 3 statyczne komory powietrzne w strefie głowy
- Przewody powietrza bez załamań
- Zawór reanimacyjny CPR w części głowy
- Utrzymuje szczelność przez min. 4h zapewniając bezpieczny transport pacjenta, po odpięciu pompy
- Stabilna podstawa z komór TPU (termoplastyczny poliuretan)
- 3 przewody powietrza zespolone w 1 łatwy do dezynfekcji kabel



Zawór CPR

Osobna kieszeń na Piankową podstawę



Ochroniacz przewodów powietrznych

Wysokiej jakości pokrowiec PU z tkaniny Dartex

Komory powietrzne 100% TPU

Podwójne komory RAC



MATERIAŁ:

- Komory:** Wysokiej jakości termoplastyczny poliuretan (TPU) gwarantuje trwałość i najwyższy standard higieny. Możliwość wymiany poszczególnych komór materaca. Podstawa materaca wykonana z nylonu, posiada 2 regulowane pasy mocujące do łóżka.
- Pokrowiec:** Bi - elastyczny (4 strony rozciągliwy) z powłoką poliuretanową, zapinany na zamek błyskawiczny dookoła, wodoszczelny i paroprzepuszczalny, z komorą na materac bazowy z pianki o grubości 5 cm. Możliwość prania w pralce do 95°C.

POMPA:

- Rozmiar pompy: dł. 26cm x szer. 8cm x wys. 13 cm, waga 1,5 kg
- Automatyczna regulacja ciśnienia powietrza dostosowana do wagi pacjenta
- Regulacja poziomu komfortu pacjenta w skali od -4 do +4, „0” automatyczny dobór
- Praca w cyklu 15 minutowym
- Rozpoznaje zmiany rozkładu nacisku np. w pozycji Fowlera
- Automatyczna blokada przycisków po 4 minutach
- Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustyczny)
- Alarm utraty zasilania (wizualny i akustyczny)
- Cicha praca pompy < 28 db
- Funkcja Memory Reverse – ponownie podłączona pompa powraca do ostatnich zapamiętanych ustawień

